

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Sabonete Premisse Tangerina e Chá Verde

Validade do Produto: 2 anos

Grau: 1 – Produto notificado na ANVISA

Processo ANVISA: 25351.294034/2004-38

Produto destinado a limpeza da pele.

Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.946.060/0001-27

Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 – Boqueirão.

Cidade: Curitiba - PR

Telefone: (41) 3377-1873

www.premisse.com.br

Data da Última revisão: 05/10/2017

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O Sabonete Glicerinado Premisse Tangerina e Chá Verde apresenta uma formulação enriquecida com umectantes, que hidratam e nutrem a sua pele com extratos naturais de melissa, hortelã, alecrim e menta.

- Sabonete de alta eficiência limpadora.
- Não agride a pele, pois possui pH fisiológico.
- Emolientes que amaciam e suavizam a pele.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

Campo de aplicação

Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e etc. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, pois limpa e deixa um aroma agradável.

Modo de usar

Umedecer as mãos e o rosto. Aplicar o sabonete com movimentos circulares e enxaguar. No chuveiro, colocar o sabonete na esponja e esfregar sobre o corpo. Em banhos de imersão ou hidromassagem, colocar o sabonete na banheira antes de abrir a torneira.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH 100% : 5,5 – 6,5

Aparência: Líquido verde, translúcido.

Odor: Perfumado (Frutas verdes, lemon, musk)

Densidade: 0,90- 1,10 g/cm³

Viscosidade: 1500 – 4500 cP (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM.) à temperatura de 25°C

Solubilidade na água: 100%

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.

Volátil: Fragrância Volátil

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM CHLORIDE, PEG-90 M, GLYCERIN, PARFUM, SODIUM CITRATE, ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS EXTRACT, MENTHA ARVENSIS EXTRACT, MENTHOL, DISODIUM EDTA, CI 19140, CI 42090, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID.

“Segredo Industrial”

APRESENTAÇÃO

- Bombonas de 5 litros.
- Frasco de 450 ml com válvula pump.
- Frasco de 1 litro com válvula pump.
- Refil de 800 ml.

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. Lavar com Água Boricada. Consultar um médico.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico.

Inalação: Não oferece riscos.

LOTE E VALIDADE

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

Validade: 24 meses após a data de fabricação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127